

ENTERAL BESLENME TORBASI



Enteral Beslenme Torbası Çeşitleri

Referans Numarası	Açıklama	Hacim (ml)	Kateter Boyu (cm)	Akış (dk/d)
	Enteral Beslenme Torbası Cihaz Uyumlu	1200ml	120cm	1dk/20damla=1ml
	Enteral Beslenme Tüpü Gravity	1200ml	120cm	
	Enteral Beslenme Torbası Cihaz Uyumlu Yıkamalı	1200ml	120cm	

BESLENME GRUBU AKSESUARLARI



Aksesuar Çeşitleri


Açıklama	Çapı (FR)	Ürün Özellikleri	İçindekiler
PEG Y Konnektör	20FR 24FR	PVC	
Su Bazlı Kayganlaştırıcı Jel	—	Steril	5mg Jel
PEG Klempe	—	PVC	—

GALENA SAĞLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Hasanpaşa Mahallesi Uzunçayır Caddesi Hürriyet Sokak No:1-3, 34722 Kadıköy / İstanbul

Tel: +90 216 660 18 81 • Tel: +90 216 660 18 83 • info@galena.com.tr


www.galena.com.tr



GALENA


SAĞLIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BESLENME GRUBU QUICK KATALOG



www.galena.com.tr

PEG SETLERİ (Ful Set / Standart Set)




2

PEG Set Çeşitleri

Referans Numarası	Ürün Açıklaması	Ölçü (FR)	İçerik
GT12F-K GT12F-L	PEG Kit - Standart PEG Seti	12FR	1 Çekilebilir PULL PEG TUBE, 1 Beslenme Adaptörü, 1 Luer Locklu Beslenme Adaptörü, 1 Retention Halkası, 1 19G İğne, 1 25G İğne, 1 Yerleştirme Teli (0.6mm*260cm), 1 10ml Şırınga, 1 Tek Kullanımlık No:11 Saplı Bisturi, 1 Introducer İğnesi, 1 Tubing Clamp, 4 10*10 Gauze Spon, 1 Fenestre Örtü, 1 5FR Retrieval Snare (1.8*260cm) (Ful Set İçerisinde Mevcuttur) 1 Paslanmaz Çelik Makas (Ful Set İçerisinde Mevcuttur) 1 Paslanmaz Çelik Hemostat (Ful Set İçerisinde Mevcuttur) 4 10*10 Gauze Spon (Ful Set İçerisinde Mevcuttur) 1 Kullanım Kılavuzu 5mg Kayganlaştırıcı Jel 5Mg Povidone-Iodine
GT12F-L GT14F-L		14FR	
GT16F-K GT16F-L		16FR	
GT18F-K GT18F-L		18FR	
GT20F-K GT20F-L	PEG Kit - Ful PEG Seti	20FR	1 5FR Retrieval Snare (1.8*260cm) (Ful Set İçerisinde Mevcuttur) 1 Paslanmaz Çelik Makas (Ful Set İçerisinde Mevcuttur) 1 Paslanmaz Çelik Hemostat (Ful Set İçerisinde Mevcuttur) 4 10*10 Gauze Spon (Ful Set İçerisinde Mevcuttur) 1 Kullanım Kılavuzu 5mg Kayganlaştırıcı Jel 5Mg Povidone-Iodine
GT22F-K GT22F-L		22FR	
GT24F-K GT24F-L		24FR	

GASTROSTOMİ TÜPÜ



2

Gastrostomi Tüpü Çeşitleri

Referans Numarası	Açıklama	Çapı (FR)	Balon Boyutu (ml)	İçindekiler
GST-12FR	Silikon Gastrostomi Tüpü	12FR	5 ml	Plastik Pens Kayganlaştırıcı Jel Plastik Kılavuz Tel
GST-14FR	Silikon Gastrostomi Tüpü	14FR		
GST-16FR	Silikon Gastrostomi Tüpü	16FR		
GST-18FR	Silikon Gastrostomi Tüpü	18FR	20 ml	
GST-20FR	Silikon Gastrostomi Tüpü	20FR		
GST-22FR	Silikon Gastrostomi Tüpü	22FR		
GST-24FR	Silikon Gastrostomi Tüpü	24FR		

MİNİ BUTON GASTROSTOMİ KİTİ



2

Mini Buton Gastrostomi Tüpü Çeşitleri

Referans Numarası	Açıklama	Çapı (FR)	Tüp Boyutu (cm)	İçindekiler
GMK-12	Mini Buton Gastrostomi Kiti	12FR	1,5cm	Beslenme Tüpü Beslenme Şırıngası Uzatma Tüpü Standart & Y Şekilli 10*10 Gazlı Bez İntrodüser Kayganlaştırıcı Klemp 10ml Şırınga
GMK-14	Mini Buton Gastrostomi Kiti	14FR	2cm & 2,5cm	
GMK-20	Mini Buton Gastrostomi Kiti	20FR	2cm & 2,5cm	

ENTERAL BESLENME TÜPÜ & ENTERAL BESLENME POMPASI (TEKLİ VE YIKAMALI)



2



Enteral Beslenme Tüpü Çeşitleri

Referans Numarası	Açıklama	Çapı (FR)	Kateter Boyutu (cm)	İçindekiler
	Enteral Beslenme Tüpü	6FR	120cm	PU Beslenme Kateteri Paslanmaz Çelik Kılavuz Tel
	Enteral Beslenme Tüpü	8FR		
	Enteral Beslenme Tüpü	10FR		
	Enteral Beslenme Tüpü	12FR		
	Enteral Beslenme Tüpü	14FR		
	Enteral Beslenme Tüpü	16FR		
BN-700A	Enteral Beslenme Pompası (Çiftli)			
BN-700A	Enteral Beslenme Pompası (Tekli)			