

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

Akalazyia Dilatasyon Balonları

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
1	Akalazyia Dilatasyon Balonları (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 900 mm, Kateter Çapı: 3,5 mm, Basınç: 2 atm	25-30-35-/80 mm 25-30-35-40/80 mm	—	
2	Akalazyia Dilatasyon Balonları (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 1100 mm, Kateter Çapı: 3,5 mm, Basınç: 3 atm	20/55 mm 20/80 mm	2,8 mm	

3 Aşamalı Dilatasyon Balonları

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
3	3 Aşamalı Pyloric & Biliary Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 1800 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basınç: 3, 4, 5-6 atm	10-11-12 mm/30 mm 12-13,5-15 mm/30 mm 15-16,5-18 mm/30 mm	2,8 mm	
4	3 Aşamalı Özofagial, Pyloric & Biliary Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 1800 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basınç: 3, 4, 5-6 atm, 3, 4, 5-5 atm	10-11-12 mm/55 mm 12-13,5-15 mm/55 mm 15-16,5-18 mm/55 mm 18-19-20 mm/55 mm 20-21-22 mm/55 mm	2,8 mm	
5	3 Aşamalı Pyloric & Biliary Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 1800 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basınç: 3, 4, 5-6 atm, 3, 4, 5-5 atm	10-11-12 mm/80 mm 12-13,5-15 mm/80 mm 15-16,5-18 mm/80 mm 18-19-20 mm/80 mm 20-21-22 mm/80 mm	2,8 mm	
6	3 Aşamalı Kolonik Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 2400 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basınç: 3, 4, 5-6 atm, 3, 4, 5-5 atm	10-11-12 mm/55 mm 12-13,5-15 mm/55 mm 15-16,5-18 mm/55 mm 18-19-20 mm/55 mm 20-21-22 mm/55 mm	2,8 mm	
7	3 Aşamalı Özefagus, Pylor Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 1800 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basınç: 3, -6-10 atm, 3-5, 5-9 atm, 3-5-8 atm, 3-4, 5-8 atm, 3, 4, 5-7 atm, 3, 4, 5-6 atm	6-7-8/80 mm 8-9-10/80 mm 10-11-12/80 mm 12-13,5-15/80 mm 15-16,5-18/80 mm 18-19-20/80 mm	2,8 mm	
8	3 Aşamalı Özefagus, Pylor Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 1800 mm, Kateter Çapı: 2,5 mm, Basınç: 3, -6-10 atm, 3-5, 5-9 atm, 3-5-8 atm, 3-4, 5-8 atm, 3, 4, 5-7 atm, 3, 4, 5-6 atm	6-7-8/80 mm 8-9-10/80 mm 10-11-12/80 mm 12-13,5-15/80 mm 15-16,5-18/80 mm 18-19-20/80 mm	2,8 mm	

Aşamasız Dilatasyon Balonları

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
9	Kolonik Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 2400 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basınç: 3, 4, 5-6 atm, 3, 4, 5-5 atm	10 mm/55 mm 12 mm/55 mm 15 mm/55 mm 18 mm/55 mm 20 mm/55 mm	2,8 mm	
10	Biliyer Dilatasyon Balonları (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 2000 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basınç: 8-5 atm	6-8-10/40 mm 6-8-10-12-14-16/40 mm	2,8 mm	

Achalasia Dilatation Balloons

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
1	Achalasia Dilatation Balloons (0,035" guidewire canal) Catheter Length: 900 mm, Catheter Diameter: 3,5 mm, Pressure: 2 atm	25-30-35-/80 mm 25-30-35-40/80 mm	—	
2	Achalasia Dilatation Balloons (0,035" guidewire canal) Catheter Length: 1100 mm, Catheter Diameter: 3,5 mm, Pressure: 3 atm	20/55 mm 20/80 mm	2,8 mm	

3 Stages Dilatation Balloons

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
3	3 Stages Pyloric & Biliary Dilatation Balloons Without Guidewire (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 1800 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 3, 4, 5-6 atm	10-11-12 mm/30 mm 12-13,5-15 mm/30 mm 15-16,5-18 mm/30 mm	2,8 mm	
4	3 Stages Esophagus, Pyloric & Biliary Dilatation Balloons Without Guidewire (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 1800 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 3, 4, 5-6 atm, 3, 4, 5-5 atm	10-11-12 mm/55 mm 12-13,5-15 mm/55 mm 15-16,5-18 mm/55 mm 18-19-20 mm/55 mm 20-21-22 mm/55 mm	2,8 mm	
5	3 Stages Esophagus, Pyloric & Biliary Dilatation Balloons Without Guidewire (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 1800 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 3, 4, 5-6 atm, 3, 4, 5-5 atm	10-11-12 mm/80 mm 12-13,5-15 mm/80 mm 15-16,5-18 mm/80 mm 18-19-20 mm/80 mm 20-21-22 mm/80 mm	2,8 mm	
6	3 Stages Colonoscopic Dilatation Balloons Without Guidewire (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 2400 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 3, 4, 5-6 atm, 3, 4, 5-5 atm	10-11-12 mm/55 mm 12-13,5-15 mm/55 mm 15-16,5-18 mm/55 mm 18-19-20 mm/55 mm 20-21-22 mm/55 mm	2,8 mm	
7	3 Stages Esophagus, Pylor Dilatation Balloons Without Guidewire (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 1800 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 3, -6-10 atm, 3-5, 5-9 atm, 3-5-8 atm, 3-4, 5-8 atm, 3, 4, 5-7 atm, 3, 4, 5-6 atm	6-7-8/80 mm 8-9-10/80 mm 10-11-12/80 mm 12-13,5-15/80 mm 15-16,5-18/80 mm 18-19-20/80 mm	2,8 mm	
8	3 Stages Esophagus, Pylor Dilatation Balloons Without Guidewire (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 1800 mm, Catheter Diameter: 2,5 mm, Pressure: 3, -6-10 atm, 3-5, 5-9 atm, 3-5-8 atm, 3-4, 5-8 atm, 3, 4, 5-7 atm, 3, 4, 5-6 atm	6-7-8/80 mm 8-9-10/80 mm 10-11-12/80 mm 12-13,5-15/80 mm 15-16,5-18/80 mm 18-19-20/80 mm	2,8 mm	

Dilatation Balloons Without Stages

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
9	Colonoscopic Dilatation Balloons Without Guidewire (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 2400 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 3, 4, 5-6 atm, 3, 4, 5-5 atm	10 mm/55 mm 12 mm/55 mm 15 mm/55 mm 18 mm/55 mm 20 mm/55 mm	2,8 mm	
10	Biliary Dilatation Balloons (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 2000 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 8-5 atm	6-8-10/40 mm 6-8-10-12-14-16/40 mm	2,8 mm	

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
11	Biliyer Dilatasyon Balonları (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 2000 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basiç: 5 atm	12-14/60 mm 12-14-16/60 mm	2,8 mm	
12	Özefagus Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu 1800 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basiç: 8-5 atm	6-8-10/40 mm	2,8 mm	
13	Özefagus Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu 1800 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basiç: 8-5-4 atm	12-14/60 mm 12-14-16-18-20/60 mm	2,8 mm	
14	Pyloric & Colonic Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu 1800 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basiç: 8-5-4 atm	16-18/80 mm 16-18-20 /80 mm	2,8 mm	
15	Pyloric & Colonic Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz Kateter Boyu: 1800 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, -2,5 mm, Basiç: 8-5-4 atm	20/60 mm 20/80 mm	3,2 mm	
16	Pyloric & Biliary Dilatasyon Balonları Kılavuz Telsiz (0,035 kılavuz tel geçebilir) Kateter Boyu: 1800 mm, Kateter Çapı: 2,3 mm, 2,5 mm, Basiç: 3 atm	8 mm/30 mm 10 mm/30 mm 12 mm/30 mm 15 mm/30 mm	2,8 mm	

Biyopsi Forsepsleri Tek Kullanımlık İğnesiz (Kapsız)

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
17	Disposable Gastroskopik Forseps İğnesiz	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1600 mm 2,4x1800 mm	2,8 mm	
18	Disposable Kolonoskopik Forseps İğnesiz	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
19	Disposable Bronkoskopik Forseps İğnesiz	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1600 mm 2,4x1800 mm	2,8 mm	
20	Disposable Pediatrik Biopsy Forseps İğnesiz	1,8x1600 mm	2,0 mm	
21	Disposable Gastroskopik Forseps İğnesiz Aligatör	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm	2,8 mm	
22	Disposable Kolonoskopik Forseps İğnesiz Aligatör	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
23	Disposable Bronkoskopik Forseps İğnesiz Aligatör	1,8x1000 mm 1,8x1050 mm 1,8x1100 mm 1,8x1200 mm	2,0 mm	
24	Disposable Pediatrik Biopsy Forseps İğnesiz Aligatör	1,8x1500 mm 1,8x1600 mm	2,0 mm	

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
11	Biliary Dilatation Balloons (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 2000 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 5 atm	12-14/60 mm 12-14-16/60 mm	2,8 mm	
12	Esophagus Dilatation Balloons Withot Guidewire (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 1800 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 8-5 atm	6-8-10/40 mm	2,8 mm	
13	Esophagus Dilatation Balloons Without Guide Wire (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 1800 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 8-5-4 atm	12-14/60 mm 12-14-16-18-20/60 mm	2,8 mm	
14	Pyloric&Colonic Dilatation Balloons Without Guidewire (0,035 guidewire canal) Catheter Length: 1800 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 8-5-4 atm	16-18/80 mm 16-18-20 /80 mm	2,8 mm	
15	Pyloric&Colonic Dilatation Balloons Without Guidewire Catheter Length: 1800 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, -2,5 mm, Pressure: 8-5-4 atm	20/60 mm 20/80 mm	3,2 mm	
16	Pyloric&Biliary Dilatation Balloons Without Guidewire (0,035 guidewire kanal) Catheter Length: 1800 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm, 2,5 mm, Pressure: 3 atm	8 mm/30 mm 10 mm/30 mm 12 mm/30 mm 15 mm/30 mm	2,8 mm	

Disposable Biopsy Forceps W/O Needle Uncoated

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
17	Disposable Gastroscopic Forceps Without Needle	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1600 mm 2,4x1800 mm	2,8 mm	
18	Disposable Colonoscopic Forceps Without Needle	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
19	Disposable Broncoscopic Forceps Without Needle	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1600 mm 2,4x1800 mm	2,8 mm	
20	Disposable Pediatric Forceps Without Needle	1,8x1600 mm	2,0 mm	
21	Disposable Gastroscopic Forceps Without Needle Alligator	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm	2,8 mm	
22	Disposable Colonoscopic Forceps Without Needle Alligator	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
23	Disposable Broncoscopic Forceps Without Needle Alligator	1,8x1000 mm 1,8x1050 mm 1,8x1100 mm 1,8x1200 mm	2,0 mm	
24	Disposable Pediatric Forceps Without Needle Alligator	1,8x1500 mm 1,8x1600 mm	2,0 mm	

Biyopsi Forsepsleri Tek Kullanımlık İğneli (Kaplı)				
S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
25	Disposable Gastroskopik Forseps İğneli	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1600 mm 2,4x1800 mm	2,8 mm	
26	Disposable Kolonoskopik Forseps İğneli	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
27	Disposable Bronkoskopik Forseps İğneli	1,8x1050 mm 1,8x1100 mm 1,8x1200 mm	2,0 mm	
28	Disposable Pediatrik Biopsy Forseps İğneli	1,8x1600 mm	2,0 mm	
29	Disposable Gastroskopik Forseps İğneli Aligatör	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1600 mm 2,4x1800 mm	2,8 mm	
30	Disposable Kolonoskopik Forseps İğneli Aligatör	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
31	Disposable Bronkoskopik Forseps İğneli Aligatör	1,8x1000 mm 1,8x1050 mm 1,8x1100 mm 1,8x1200 mm	2,0 mm	
32	Disposable Pediatrik Biopsy Forseps İğneli Aligatör	1,8x1500 mm 1,8x1600 mm	2,0 mm	

Elektro Kotere Bağlanan Tek Kullanımlık Ürünler				
S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
33	Tek Kullanımlık (Disposable) Hot Biopsy Forceps Bronkoskopik	1,8 x1000 mm	2,0 mm	
34	Tek Kullanımlık (Disposable) Hot Biopsy Forceps Pediatrik Gastroskopik	1,8x1900 mm	2,0 mm	
35	Tek Kullanımlık (Disposable) Hot Biopsy Forceps Gastroskopik-Kolonoskopik	2,4 x1500 mm 2,4 x1700 mm 2,4 x2100 mm 2,4 x2300 mm	2,8 mm	

Polipektomi Snare Tek Kullanımlık (Oval, Alev Uçlu, Hexagonal)				
S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
36	Disposable Gastroskopik-Kolonoskopik Polipektomi Snare Oval, Kement Çapı: 10-15-20-25-30-40-50 mm	2,3x1600 mm 2,4x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
37	Disposable Bronkoskopik Polipektomi Snare Oval, Kement Çapı :10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	

Disposable Biopsy Forceps With Needle Coated				
S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
25	Disposable Gastroscopic Forceps With Needle	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1600 mm 2,4x1800 mm	2,8 mm	
26	Disposable Colonoscopic Forceps With Needle	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
27	Disposable Broncoscopic Forceps With Needle	1,8x1050 mm 1,8x1100 mm 1,8x1200 mm	2,0 mm	
28	Disposable Pediatric Forceps With Needle	1,8x1600 mm	2,0 mm	
29	Disposable Gastroscopic Forceps With Needle Alligator	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1600 mm 2,4x1800 mm	2,8 mm	
30	Disposable Colonoscopic Forceps With Needle Alligator	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
31	Disposable Broncoscopic Forceps With Needle Alligator	1,8x1000 mm 1,8x1050 mm 1,8x1100 mm 1,8x1200 mm	2,0 mm	
32	Disposable Pediatric Forceps With Needle Alligator	1,8x1500 mm 1,8x1600 mm	2,0 mm	

Disposable Products With Esu Connections				
S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
33	Disposable Hot Biopsy Forceps Bronchoscopic	1,8 x1000 mm	2,0 mm	
34	Disposable Hot Biopsy Forceps Pediatric Gastroscopic	1,8x1900 mm	2,0 mm	
35	Disposable Hot Biopsy Forceps Gastroscopic-Colonoscopic	2,4 x1500 mm 2,4 x1700 mm 2,4 x2100 mm 2,4 x2300 mm	2,8 mm	

Disposable Polypectomy Snare (Oval, Luna, Hexagonal)				
S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
36	Disposable Gastroscopic-Colonoscopic Polypectomy Snare Oval Loop Size: 10-15-20-25-30-40-50 mm	2,3x1600 mm 2,4x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
37	Disposable Bronchoscopic Polypectomy Snare Oval Loop Size: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
38	Disposable Pediatric Gastroskopik Polipektomi Snare Oval, Kement Çapı: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
39	Disposable Gastroskopik-Kolonoskopik Polipektomi Snare Oval, Sıvı Kanalı Olan Tip, Kement Çapı: 10-15-20-25-30-35 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	
40	Disposable Gastroskopik-Kolonoskopik Polipektomi Snare Alev Uçlu (Lune Type) Kement Çapı: 10-15-20-25-30-40 mm	2,3x1600 mm 2,4x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
41	Disposable Bronkoskopik Polipektomi Snare Alev Uçlu (Lune Type), Kement Çapı: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
42	Disposable Pediatric Gastroskopik Polipektomi Snare Alev Uçlu (Lune Type), Kement Çapı: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
43	Disposable Gastroskopik-Kolonoskopik Polipektomi Snare Alev Uçlu (Lune Type), Kement Çapı: 10-15-20-25-30-35 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	
44	Disposable Gastroskopik-Kolonoskopik Polipektomi Snare Hexagonal Type Çapı: 10-15-20-25-30-40-50 mm	2,3x1600 mm 2,4x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
45	Disposable Bronkoskopik Polipektomi Snare Hexagonal Type, Kement Çapı: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
46	Disposable Pediatric Polipektomi Snare Hexagonal Type, Kement Çapı: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
47	Disposable Gastroskopik-Kolonoskopik Polipektomi Snare Hexagonal Type, Sıvı Kanalı Olan Tip, Kement Çapı: 10-15-20-25-30-35 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	

Polipektomi Snare Tek Kullanımlık Rotatable (Oval, Hexagonal)

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
48	Disposable Gastroskopik-Kolonoskopik Polipektomi Snare Oval Rotatable, Kement Çapı: 10-15-20-25-30-40-50 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	
49	Disposable Bronkoskopik Polipektomi Snare Oval Rotatable, Kement Çapı: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
50	Disposable Pediatric Gastroskopik Polipektomi Snare Oval Rotatable, Kement Çapı: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
51	Disposable Gastroskopik-Kolonoskopik Polipektomi Snare Oval, Sıvı Kanalı Olan Tip, Rotatable, Kement Çapı: 10-20-25-30-35 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
38	Disposable Pediatric-Gastroskopik Polypectomy Snare Oval Loop Size: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
39	Disposable Gastroskopik-Colonoskopik Polypectomy Snare Oval, With Liquid Canal, Loop Size: 10-15-20-25-30-35 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	
40	Disposable Gastroskopik-Colonoskopik Polypectomy Snare Lune Type, Loop Size: 10-15-20-25-30-40 mm	2,3x1600 mm 2,4x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
41	Disposable Broncoscopic Polypectomy Snare Lune Type, Loop Size: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
42	Disposable Pediatric Gastroskopik Polypectomy Snare Lune Type, Loop Size: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
43	Disposable Gastroskopik-Colonoskopik Polypectomy Snare Lune Type, Loop Size: 10-15-20-25-30-35 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	
44	Disposable Gastroskopik-Colonoskopik Polypectomy Snare Hexagonal Type, Loop Size: 10-15-20-25-30-40-50 mm	2,3x1600 mm 2,4x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
45	Disposable Broncoscopic Polypectomy Snare Hexagonal Type, Loop Size: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
46	Disposable Pediatric Polypectomy Snare Hexagonal Type, Loop Size: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
47	Disposable Gastroskopik-Colonoskopik Polypectomy Snare Hexagonal Type, With Liquid Canal, Loop Size: 10-15-20-25-30-35 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	

Rotatable Polypectomy Snare (Oval, Hexagonal)

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
48	Disposable Gastroskopik-Colonoskopik Polypectomy Snare Oval Rotatable Loop Size: 10-15-20-25-30-40-50 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	
49	Disposable Broncoscopic Polypectomy Snare Oval, Rotatable Loop Size: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
50	Disposable Pediatric Gastroskopik Polypectomy Snare Oval Rotatable, Loop Size: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
51	Disposable Gastroskopik-Colonoskopik Polypectomy Snare Oval, With Liquid Canal, Rotatable, Loop Size: 10-20-25-30-35 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
52	Disposable Gastroskopik-Kolonoskopik Polipektomi Snare Hexagonal Type Rotatable, Kement Çapı: 10-15-20-25-30-40-50 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	
53	Disposable Bronkoskopik Polipektomi Snare Hexagonal Type Rotatable, Kement Çapı: 10-15-20 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,0 mm	
54	Disposable Pediatrik Polipektomi Snare Hexagonal Type, Rotatable, Kement Çapı: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
55	Disposable Gastroskopik-Kolonoskopik Polipektomi Snare Hexagonal Type, Rotatable, Sıvı Kanalı Olan Tip, Kement Çapı: 10-15-20 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	

Fileli Snare, Soğuk Snare, Snare With Bag Tek Kullanımlık (Disposable)

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
56	Disposable Cold Snare (Soğuk Snare) Kement Çapı: 10-15 mm	2,3x2300 mm	2,8 mm	
57	Disposable Gastroskopik-Kolonoskopik Rotatable Fileli Snare Kateter Çapı: 2,6 mm, Kement Çapı: 25-30 mm, //// Kateter Çapı: 2,5 mm, Kement Çapı: 20*50, 25*55, 30*60, 40*75, 40*65 mm	2,6x1600 mm 2,6x1800 mm 2,6x2300 mm //// 2,5x1600 mm 2,5x2300 mm	2,8 mm	
58	Disposable Bronkoskopik Rotatable Fileli Snare Kement Çapı: 20*50, 20*55, 30*60 mm	1,8x1200 mm	2,0 mm	
59	Disposable Pediatrik Rotatable Fileli Snare Kement Çapı: 20*50, 25*55, 30*60 mm	1,8x1600 mm	2,0 mm	
60	Snare Withbag Bronkoskopik	1,8x1000 mm	2,0 mm	
61	Snare Withbag Pediatrik Gastroskopik	1,8x1500 mm	2,0 mm	
62	Snare Withbag Gastroskopik-Kolonoskopik	2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

Skleroterapi İğneleri Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
63	Disposable Gastroskopik Skleroterapi İğnesi İğne Boyu: 4-5-6mm, İğne Çapı: 19G-21G-22G-23G-25G	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1650 mm	2,8 mm	
64	Disposable Kolonoskopik Skleroterapi İğnesi İğne Boyu: 4-5-6mm, İğne Çapı: 19G-21G-22G-23G-25G	2,3x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
65	Disposable Bronkoskopik Skleroterapi İğnesi İğne Boyu: 4-5-6-8 mm, İğne Çapı: 22G-23G-25G	1,8x1200 mm 1,8x11650 mm	2,0 mm	

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
52	Disposable Gastrosopic-Colonosopic Polypectomy Snare Hexagonal Type Rotatable Loop Size: 10-15-20-25-30-40-50 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	
53	Disposable Broncosopic Polypectomy Snare Hexagonal Type Rotatable, Loop Size: 10-15-20 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,0 mm	
54	Disposable Pediatric Polypectomy Snare Hexagonal Type, Rotatable Loop Size: 10-15-20 mm	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm	2,0 mm	
55	Disposable Gastrosopic-Colonosopic Polypectomy Snare Hexagonal Type, Rotatable, With Liquid Canal, Loop Size: 10-15-20 mm	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	

Disposable snare With Net, Cold Snare, Snare With Bag

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
56	Disposable Cold Snare Loop Size: 10-15 mm	2,3x2300 mm	2,8 mm	
57	Disposable Gastrosopic-Colonosopic Rotatable Snare With Net Catheter Diameter: 2,6 mm, Loop Size: 25-30 mm //// Catheter Diameter: 2,5 mm, Loop Size: 20*50, 25*55, 30*60, 40*75, 40*65 mm	2,6x1600 mm 2,6x1800 mm 2,6x2300 mm //// 2,5x1600 mm 2,5x2300 mm	2,8 mm	
58	Disposable Broncosopic Rotatable Snare With Net Loop Size: 20*50, 20*55, 30*60 mm	1,8x1200 mm	2,0 mm	
59	Disposable Pediatric Rotatable Snare With Net Loop Size: 20*50, 25*55, 30*60 mm	1,8x1600 mm	2,0 mm	
60	Snare Withbag Broncosopic	1,8x1000 mm	2,0 mm	
61	Snare With Bag Pediatric Gastrosopic	1,8x1500 mm	2,0 mm	
62	Snare With Bag Gastrosopic-Colonosopic	2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

Disposable Sclerotherapy Needle

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
63	Disposable Gastrosopic Sclerotherapy Needles Needle Size: 4-5-6 mm, Needle Diameter: 19g-21g-22g-23g-25g	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1650 mm	2,8 mm	
64	Disposable Colonoscopic Sclerotherapy Needles Needle Size: 4-5-6 mm, Needle Diameter: 19g-21g-22g-23g-25g	2,3x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
65	Disposable Broncosopic Sclerotherapy Needles Needle Size: 4-5-6-8 mm, Needle Diameter: 22g-23g-25g	1,8x1200 mm 1,8x11650 mm	2,0 mm	

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
66	Disposable Pediatrik Skleroterapi İğnesi İğne Boyu: 4-5-6-8 mm, İğne Çapı: 19-22G-23-G-25G	1,8x1600 mm 1,8x11650 mm 1,8x1800 mm 1,8x2300 mm	2,0 mm	

Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Forseps, Pelikan Dişli Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
67	Disposable Gastroskopik Pelikan Dişli Yabancı Cisim Forsepsler	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
68	Disposable Gastroskopik Pelikan Dişli Yabancı Cisim Forsepsler Kateter Üzeri Kaplı	2,3x1800 mm	2,8 mm	
69	Disposable Kolonoskopik Pelikan Dişli Yabancı Cisim Forsepsler Kateter Üzeri Kaplı / Kapsız	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
70	Disposable Bronkoskopik-Pediatrik Pelikan Dişli Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1000 mm 1,8x1200 mm 1,8x1600 mm	2,0 mm	

Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Forseps, Fare Dişli Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
71	Disposable Gastroskopik Fare Dişli Yabancı Cisim Forsepsler	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
72	Disposable Gastroskopik Fare Dişli Yabancı Cisim Forsepsler Kateter Üzeri Kaplı	2,3x1800 mm	2,8 mm	
73	Disposable Kolonoskopik Fare Dişli Yabancı Cisim Forsepsler Kateter Üzeri Kaplı / Kapsız	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
74	Disposable Bronkoskopik-Pediatrik Fare Dişli Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1000 mm 1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	

Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Forseps, Fare Dişli & Timsah Ağızlı Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
75	Disposable Gastroskopik Fare Dişli & Timsah Ağızlı Yabancı Cisim Forsepsler	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
76	Disposable Gastroskopik Fare Dişli & Timsah Ağızlı Yabancı Cisim Forsepsler Kateter Üzeri Kaplı	2,3x1800 mm	2,8 mm	
77	Disposable Kolonoskopik Fare Dişli & Timsah Ağızlı Yabancı Cisim Forsepsler Kateter Üzeri Kaplı / Kapsız	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
66	Disposable Pediatric Sclerotherapy Needles Needle Size: 4-5-6-8 mm, Needle Diameter: 19g-22g-23g-25g	1,8x1600 mm 1,8x11650 mm 1,8x1800 mm 1,8x2300 mm	2,0 mm	

Foreign Body Grasping Forceps Pelican Shaped

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
67	Disposable Gastrosopic Pelican Shaped Foreign Body Forceps	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
68	Disposable Gastrosopic Pelican Shaped Foreign Body Forceps Coated	2,3x1800 mm	2,8 mm	
69	Disposable Colonoscopic Pelican Shaped Foreign Body Forceps Coated / Uncoated	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
70	Disposable Broncoscopic-Pediatric Pelican Shaped Foreign Body Forceps	1,8x1000 mm 1,8x1200 mm 1,8x1600 mm	2,0 mm	

Disposable Foreign Body Grasping Forceps Rat Tooth

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
71	Disposable Gastrosopic Rat Tooth Foreign Body Forceps	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
72	Disposable Gastrosopic Rat Tooth Foreign Body Forceps Coated	2,3x1800 mm	2,8 mm	
73	Disposable Colonoscopic Rat Tooth Foreign Body Forceps Coated / Uncoated	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
74	Disposable Broncoscopic-Pediatric Rat Tooth Foreign Body Forceps	1,8x1000 mm 1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	

Disposable Foreign Body Grsp. Frcps Rat+Alligator Jaw

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
75	Disposable Gastrosopic Rat Tooth&Alligator Tooth Foreign Body Forceps	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
76	Disposable Gastrosopic Rat Tooth&Alligator Tooth Foreign Body Forceps Coated	2,3x1800 mm	2,8 mm	
77	Disposable Colonoscopic Rat Tooth&Alligator Tooth Foreign Body Forceps Coated / Uncoated	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
78	Disposable Bronkoskopik-Pediatric Fare Dişli & Timsah Ağızlı Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1000 mm 1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	

Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Forseps, Timsah Ağızlı Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
79	Disposable Gastroskopik Timsah Ağızlı Yabancı Cisim Forsepsler	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
80	Disposable Gastroskopik Timsah Ağızlı Yabancı Cisim Forsepsler Kateter Üzeri Kaplı	2,3x1800 mm	2,8 mm	
81	Disposable Kolonoskopik Timsah Ağızlı Yabancı Cisim Forsepsler Kateter Üzeri Kaplı / Kapsız	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
82	Disposable Bronkoskopik-Pediatric Timsah Ağızlı Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1000 mm 1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	

Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Tripot Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
83	Disposable Gastroskopik Tripot 3 Bacaklı	2,4x1600 mm 2,3x1600 mm 2,3x1800 mm	2,8 mm	
84	Disposable Kolonoskopik Tripot 3 Bacaklı	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
85	Disposable Bronkoskopik Tripot 3 Bacaklı	1,8x1000 mm	2,0 mm	
86	Disposable Pediatric Tripot 3 Bacaklı	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	

Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Tetrapot Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
87	Disposable Gastroskopik Tetrapot 4 Bacaklı	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm	2,8 mm	
88	Disposable Kolonoskopik Tetrapot 4 Bacaklı	2,3x2300 mm	2,8 mm	

Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Heksa Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
89	Disposable Gastroskopik Heksa 5 Bacaklı	2,4x1600 mm 2,3x1600 mm 2,3x1800 mm	2,8 mm	

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
78	Disposable Broncoscopic-Pediatric Rat Tooth&Alligator Tooth Foreign Body Forceps	1,8x1000 mm 1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	

Disposable Foreign Body Grasping Forceps Alligator Jaw

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
79	Disposable Gastrosopic Alligator Tooth Foreign Body Grasping Forceps	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm 2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
80	Disposable Gastrosopic Alligator Tooth Foreign Body Grasping Forceps Coated	2,3x1800 mm	2,8 mm	
81	Disposable Colonoscopic Alligator Tooth Foreign Body Grasping Forceps Coated / Uncoated	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
82	Disposable Broncoscopic-Pediatric Alligator Tooth Foreign Body Grasping Forceps	1,8x1000 mm 1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	

Disposable Tripot Foreign Body Grasping Forceps

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
83	Disposable Gastrosopic Tripot With Three Forks	2,4x1600 mm 2,3x1600 mm 2,3x1800 mm	2,8 mm	
84	Disposable Colonoscopic Tripot With Three Forks	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
85	Disposable Broncoscopic Tripot With Three Forks	1,8x1000 mm	2,0 mm	
86	Disposable Pediatric Tripot With Three Forks	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	

Disposable Tetrapot Foreign Body Grasping Forceps

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
87	Disposable Gastrosopic Tetrapot With Four Forks	2,3x1600 mm 2,3x1800 mm	2,8 mm	
88	Disposable Colonoscopic Tetrapot With Four Forks	2,3x2300 mm	2,8 mm	

Disposable Hexa Grasping Forceps

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
89	Disposable Gastrosopic Hexa With Five Forks	2,4x1600 mm 2,3x1600 mm 2,3x1800 mm	2,8 mm	

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
90	Disposable Kolonoskopik Heksa 5 Bacaklı	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
91	Disposable Pediatrik Heksa 5 Bacaklı	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
92	Disposable Bronkoskopik Heksa 5 Bacaklı	1,8x1000 mm	2,0 mm	

Endoskopik Sprey Püskürtme Kateteri Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
93	Disposable Spray Kateter Bronkoskopik (Standart - Frog Spray - Back Spray)	1,0x1200 mm 1,8x1000 mm 1,8x1200 mm	2,0 mm	
94	Disposable Spray Kateter Pediatrik Gastroskopik (Standart - Frog Spray - Back Spray)	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
95	Disposable Spray Kateter Gastroskopik-Kolonoskopik (Standart - Frog Spray - Back Spray)	2,4x1600 mm 2,4x2200 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	

Basket Kateter Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
96	Basket Kateter Nitinol Spiral, Yarı-Spiral Basket Kateter	2,3 mmx2000 mm	2,8 mm	
97	Disposable Basket Kateter Pediatrik (Basket Çapı: 25 mm)	1,8x2500 mm	2,0 mm	
98	Disposable Basket Kateter Gastroskopi (Basket Çapı: 30 mm)	2,4x1700 mm	2,8 mm	
99	Disposable Basket Kateter Kolonoskopi (Basket Çapı: 25-30 mm)	1,8x2500 mm	2,8 mm	
100	Disposable Basket Kateter ERCP için Guide Wire Geçebilen (Basket Çapı: 18-22-24-30 mm)	3x2000 mm	3,2 mm	
101	Disposable Basket Kateter ERCP için Flower Tip (Basket Çapı: -20-24 mm)	2,3 mmx2000 mm	2,8 mm	
102	Disposable Basket Kateter ERCP için Standart Tip (Basket Çapı: -18-22-24-30 mm)	1,9x2000 mm 2,1x2000 mm 2,3x2000 mm	2,8 mm	

Endoloop (Bırakılabilir Snare), Endoskopik Hemoklips Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
103	Endoloop Ligation Device Set	2,1±0,3x1650±50 mm 2,1±0,3x1650±50 mm 2,1±0,3x1650±50 mm	2,1±0,3 mm	
104	Endoloop Ligation Device Disposable Loop	15±4x36±5 mm 20±4x40±5 mm 30±4x55±5 mm 40±4x70±5 mm	2,1±0,2 mm	

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
90	Disposable Kolonoscopic Hexa With Five Forks	2,3x2300 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
91	Disposable Pediatric Hexa With Five Forks	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
92	Disposable Broncoscopic Hexa With Five Forks	1,8x1000 mm	2,0 mm	

Disposable Endoscopic Spray Catheter

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
93	Disposable Spray Catheter Broncoscopic (Standard - Frog Spray - Back Spray)	1,0x1200 mm 1,8x1000 mm 1,8x1200 mm	2,0 mm	
94	Disposable Spray Catheter Pediatric Gastroscopic (Standart - Frog Spray - Back Spray)	1,8x1600 mm 1,8x1800 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
95	Disposable Spray Catheter Gastroscopic-Colonoscopy (Standart - Frog Spray - Back Spray)	2,4x1600 mm 2,4x2200 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	

Disposable Basket Catheter

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
96	Basket Catheter Nitinol Circle, Semi-Circle Basket Catheter	2,3 mmx2000 mm	2,8 mm	
97	Disposable Basket Catheter Pediatric (Basket Size: 25 mm)	1,8x2500 mm	2,0 mm	
98	Disposable Basket Catheter Gastroscopic (Basket Size: 30 mm)	2,4x1700 mm	2,8 mm	
99	Disposable Basket Catheter Colonoscopic (Basket Size: 25-30 mm)	1,8x2500 mm	2,8 mm	
100	Disposable Basket Catheter for ERCP With Guide Wire Canal (Basket Size: 18-22-24-30 mm)	3x2000 mm	3,2 mm	
101	Disposable Basket Catheter for ERCP Flower Tip (Basket Size: -20-24 mm)	2,3 mmx2000 mm	2,8 mm	
102	Disposable Basket Catheter for ERCP Standard Tip (Basket Size: -18-22-24-30 mm)	1,9x2000 mm 2,1x2000 mm 2,3x2000 mm	2,8 mm	

Disposable Endloop, Endoscopic Hemoclips

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
103	Endoloop Ligation Device Set	2,1±0,3x1650±50 mm 2,1±0,3x1650±50 mm 2,1±0,3x1650±50 mm	2,1±0,3 mm	
104	Endoloop Ligation Device Disposable Loop	15±4x36±5 mm 20±4x40±5 mm 30±4x55±5 mm 40±4x70±5 mm	2,1±0,2 mm	

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
105	Endoloop Ligation Device Resuable Metal Sheat	2,1±0,3x1650±50 mm 2,1±0,3x1650±50 mm 2,1±0,3x1650±50 mm	2,1±0,3 mm	
106	Endoloop Ligation Device Tek Kullanımlık (Disposable) (Single Use) Kateter Çapı: 2,1 mm, Kateter Boyu: 1650 mm -1950 mm -2300 mm	15±4x36±5 mm 20±4x40±5 mm 30±4x55±5 mm 40±4x70±5 mm	2,1±0,3 mm	
107	Yeniden Konumlandırılabilir Rotatable Hemoclip Set Disposable Klip Open: 11 mm	2,5 mmx1600 mm 2,5 mmx1800 mm 2,5 mmx2300 mm	2,8 mm	
108	Yeniden Konumlandırılabilir Rotatable Hemoclip Set Disposable Klip Open: 13 mm	2,5 mmx1600 mm 2,5 mmx1800 mm 2,5 mmx2300 mm	2,8 mm	

Endoskopik Dişlik (Ağızlık) Tek Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
109	Dişlik Endoskopi	—	—	
110	Dişlik Endoskopi Dil Baskılı	—	—	
111	Dişlik Endoskopi Kayışsız	—	—	
112	Dişlik Endoskopi Oksijen Bağlantısı Olan	—	—	
113	Dişlik Endoskopi Kayışlı Peidatrik	—	—	
114	Dişlik Endoskopi Kayışsız Peidatrik	—	—	

Muhtelif Endoskopik Malzeme

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
115	Özefagus Buji Dilatör Set 6'lı (5-7-9-11-13-15 mmx850 mm)	—	—	
116	Biopsi Kanal Kapağı (Olympus-Fujinon / Pentax)	—	2,8 mm	
117	Çok Kullanımlık (Reusable) Temizleme Fırçası	1,8x1200 mm - 2 ve 3 mm	—	
118	Disposable Temizleme Fırçası	1,8x1200 mm - 2 ve 3 mm	—	
119	Kanal Ağız Temizleme Fırçası	1,8x1200 mm - 2 ve 3 mm	—	
120	Politrap	—	—	


S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
105	Endoloop Ligation Device Resuable Metal Sheat	2,1±0,3x1650±50 mm 2,1±0,3x1650±50 mm 2,1±0,3x1650±50 mm	2,1±0,3 mm	
106	Endoloop Ligation Device Disposable Catheter Size: 2,1 mm, Catheter Size: 1650 mm -1950 mm - 2300 mm	15±4x36±5 mm 20±4x40±5 mm 30±4x55±5 mm 40±4x70±5 mm	2,1±0,3 mm	
107	Yeniden Konumlandırılabilir Rotatable Hemoclip Set Disposable Klip Open: 11 mm	2,5 mmx1600 mm 2,5 mmx1800 mm 2,5 mmx2300 mm	2,8 mm	
108	Yeniden Konumlandırılabilir Rotatable Hemoclip Set Disposable Klip Open: 13 mm	2,5 mmx1600 mm 2,5 mmx1800 mm 2,5 mmx2300 mm	2,8 mm	

Disposable Endoscopic Mouthpiece

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
109	Endoscopic Mouthpiece	—	—	
110	Endoscopic Mouth Piece With Tongue Depressor	—	—	
111	Endoscopic Mouthpiece Without Loop	—	—	
112	Endoscopic Mouthpiece With Oxygen Connection Part	—	—	
113	Endoscopic Mouthpiece With Loop Pediatric	—	—	
114	Endoscopic Mouthpiece Pediatric Without Loop	—	—	

Various Endoscopic Products


S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
115	Esophagus Bougie Dilator Set 6pcs (5-7-9-11-13-15 mmx850 mm)	—	—	
116	Biopsy Canal Cap (Olympus-Fujinon / Pentax)	—	2,8 mm	
117	Reusable Cleaning Brush	1,8x1200 mm - 2 ve 3 mm	—	
118	Disposable Cleaning Brush	1,8x1200 mm - 2 ve 3 mm	—	
119	Endoscop Canal Cleaning Brush	1,8x1200 mm - 2 ve 3 mm	—	
120	Polyptra	—	—	

ERCP Sarf Malzemeleri, Tek Kullanımlık				
S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
121	Sitoloji Fırçası Bronkoskopi-Pediatric Gastroskopi için	1,8x1000 mm 1,8x1050 mm 1,8x1200 mm 1,8x1600 mm	2,0 mm	
122	Sitoloji Fırçası Gastroskopi için	2,4x1600 mm 2,3x1600 mm	2,8 mm	
123	Sitoloji Fırçası Kolonoskopi için	2,4x2300 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	
124	Sitoloji Fırçası ERCP için Kılavuz Tel Kanallı Double Lümen	2,6x2100 mm	2,8 mm	
125	Spring Buji Guide Wire (Çelik) 0,032, 0,035 inch	2600-4500 mm	—	
126	ERCP Guide Wire Hidrofilik Düz Uçlu (0,025, 0,032, 0,035 inch)	260-450 cm	—	
127	ERCP Guide Wire Hidrofilik Düz Uçlu, Açılı ve J Tip (0,025, 0,032, 0,035 inch)	260-450 cm	—	
128	ERCP Guide Wire Standart Düz Uçlu (0,025, 0,032, 0,035 inch)	260-450 cm	—	
129	ERCP Taş Çıkarma Balonu Üç Lümenli Kademeli 8,5/11,5/15 mm, Kateter Kalınlığı: 5,5-7 fr - 2,3 mm	2,3x2000 mm	3,2 mm	
130	ERCP Taş Çıkarma Balonu Üç Lümenli Kademeli 9/12/15 mm, Kateter Kalınlığı: 2,3 mm	2,3x2000 mm	3,2 mm	
131	ERCP Taş Çıkarma Balonu Üç Lümenli Kademeli 11/13/15 mm, Kateter Kalınlığı: 2,3 mm	2,3x2000 mm	3,2 mm	
132	ERCP Taş Çıkarma Balonu Üç Lümenli Kademeli 11,5/15/18 mm, Kateter Kalınlığı: 7 fr	2,3x2000 mm	3,2 mm	
133	ERCP Taş Çıkarma Balonu Üç Lümenli Kademeli 10/13/16 mm, Kateter Kalınlığı: 2,3 mm	2,3x2000 mm	3,2 mm	
134	Plastik Stent (Tek Çentikli) Stent Çapı: 7 fr, 8,5 fr, 10 fr, 11,5 fr	3-5-7-9-12-15 cm	3,2 mm	
135	Plastik Stent (Çam Ağacı Tipi) Stent Çapı: 7 fr, 8,5 fr, 10 fr, 11,5 fr	3-5-7-9-12-15 cm	3,2 mm	
136	Plastik Stent (Tek Çentikli, Çam Ağacı Tipi) Stent Seti, Stent Çapı: 7 fr, 8,5 fr, 10 fr, 11,5 fr	3-5-7-9-12-15 cm	3,2 mm	
137	Nazobiliyer Drenaj Seti 7-8, 5-10 F	290 cm	2,8 mm	
138	Sifinkterotom, İki Lümenli	2,4x1900 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	
139	Sifinkterotom, Üç Lümenli	2,4x1900 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	
140	Sifinkterotom, İğne Uçlu	2,4x1900 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	

Disposable ERCP Consumable Products				
S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
121	Cytology Brush Bronchoscopy-Pediatric Gastroscopy	1,8x1000 mm 1,8x1050 mm 1,8x1200 mm 1,8x1600 mm	2,0 mm	
122	Cytology Brush For Gastroscopy	2,4x1600 mm 2,3x1600 mm	2,8 mm	
123	Cytology Brush For Colonoscopy	2,4x2300 mm 2,3x2300 mm	2,8 mm	
124	Cytology Brush For ERCP With Guide Wire Canal Double Lumen	2,6x2100 mm	2,8 mm	
125	Spring Bougie Guide Wire (Steel) 0,032, 0,035 inch	2600-4500 mm	—	
126	ERCP Guide Wire Hydrophilic Flat Tip (0,025, 0,032, 0,035 inch)	260-450 cm	—	
127	ERCP Guide Wire Hydrophilic Flat Tip, Angled An J Tip (0,025, 0,032, 0,035 inch)	260-450 cm	—	
128	ERCP Guide Wire Standard Flat Tip (0,025, 0,032, 0,035 inch)	260-450 cm	—	
129	ERCP Stone Extraction Balloon With Three Lumen, Staged 8,5/11,5/15 mm, Catheter Diameter: 5,5-7 fr - 2,3 mm	2,3x2000 mm	3,2 mm	
130	ERCP Stone Extraction Balloon With Three Lumen, Staged 9/12/15 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm	2,3x2000 mm	3,2 mm	
131	ERCP Stone Extraction Balloon With Three Lumen, Staged 11/13/15 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm	2,3x2000 mm	3,2 mm	
132	ERCP Stone Extraction Balloon With Three Lumen 11,5/15/18 mm, Catheter Diameter: 7 fr	2,3x2000 mm	3,2 mm	
133	ERCP Stone Extraction Balloon With Three Lumen 10/13/16 mm, Catheter Diameter: 2,3 mm	2,3x2000 mm	3,2 mm	
134	Plastic Stent (With Single Notch) Stent Diameter: 7 fr, 8,5 fr, 10 fr, 11,5 fr	3-5-7-9-12-15 cm	3,2 mm	
135	Plastic Stent (Pine Tree Type) Stent Diameter: 7 fr, 8,5 fr, 10 fr, 11,5 fr	3-5-7-9-12-15 cm	3,2 mm	
136	Plastic Stent (With Single Notch, Pine Tree Type) Set Stent Diameter: 7 fr, 8,5 fr, 10 fr, 11,5 fr	3-5-7-9-12-15 cm	3,2 mm	
137	Nasobiliary Drain Set 7-8, 5-10 F	290 cm	2,8 mm	
138	Sphincterotom Double Lumen	2,4x1900 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	
139	Sphincterotom Triple Lumen	2,4x1900 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	
140	Sphincterotom Needle Point	2,4x1900 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	

Biyopsi Forsepsi Çok Kullanımlık				
S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
141	Çok Kullanımlık (Reusable) Biyopsi Forceps Bronkoskopik	1,8x1000 mm	2,0 mm	
142	Çok Kullanımlık (Reusable) Biyopsi Forceps Pediatrik	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
143	Çok Kullanımlık (Reusable) Biyopsi Forceps Gastroskopik	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
144	Çok Kullanımlık (Reusable) Biyopsi Forceps Kolonoskopik	2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
145	Çok Kullanımlık (Reusable) Timsah Ağızlı İğneli/İğnesiz Biyopsi Forceps Bronkoskopik	1,8x1000 mm	2,0 mm	
146	Çok Kullanımlık (Reusable) Timsah Ağızlı İğneli/İğnesiz Biyopsi Forceps Pediatrik	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
147	Çok Kullanımlık (Reusable) Timsah Ağızlı İğneli/İğnesiz Biyopsi Forceps Gastroskopik	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
148	Çok Kullanımlık (Reusable) Timsah Ağızlı İğneli/İğnesiz Biyopsi Forceps Kolonoskopik	2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
149	Çok Kullanımlık (Reusable) Alligator Single Moving Cup Biyopsi Forceps Bronkoskopik	1,8x1000 mm	2,0 mm	
150	Çok Kullanımlık (Reusable) Alligator Single Moving Cup Biyopsi Forceps Pediatrik	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
151	Çok Kullanımlık (Reusable) Alligator Single Moving Cup Biyopsi Forceps Gastroskopik	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
152	Çok Kullanımlık (Reusable) Alligator Single Moving Cup Biyopsi Forceps Kolonoskopik	2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

Biyopsi Forsepsleri Çok Kullanımlık				
S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
153	Çok Kullanımlık (Reusable) Bronkoskopik Fare Dişli Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1000 mm	2,0 mm	
154	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Gastroskopik Fare Dişli Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1500 mm	2,0 mm	
155	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Kolonoskopik Fare Dişli Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x2300 mm	2,0 mm	
156	Çok Kullanımlık (Reusable) Gastroskopik Fare Dişli Yabancı Cisim Forsepsler	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
157	Çok Kullanımlık (Reusable) Kolonoskopik Fare Dişli Yabancı Cisim Forsepsler	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
158	Çok Kullanımlık (Reusable) Bronkoskopik Fare Dişli & Alligator Jaws Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1000 mm	2,0 mm	
159	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Gastroskopik Fare Dişli & Alligator Jaws Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1500 mm	2,0 mm	
160	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Kolonoskopik Fare Dişli & Alligator Jaws Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x2300 mm	2,0 mm	
161	Çok Kullanımlık (Reusable) Gastroskopik Fare Dişli & Alligator Jaws Yabancı Cisim Forsepsler	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
162	Çok Kullanımlık (Reusable) Kolonoskopik Fare Dişli & Alligator Jaws Yabancı Cisim Forsepsler	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

Reusable Biopsy Forceps				
S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
141	Reusable Bronchoscopic Biopsy Forceps	1,8x1000 mm	2,0 mm	
142	Reusable Biopsy Forceps Pediatric	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
143	Çok Kullanımlık (Reusable) Biopsy Forceps Gastroscopic	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
144	Reusable Biopsy Forceps Colonoscopic	2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
145	Reusable Alligator Jaw With / Without Needle Biopsy Forceps Bronchoscopic	1,8x1000 mm	2,0 mm	
146	Reusable Alligator Jaw With / Without Needle Biopsy Forceps Pediatric	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
147	Reusable Alligator Jaw With / Without Needle Biopsy Forceps Gastroscopic	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
148	Reusable Alligator Jaw With / Without Needle Biopsy Forceps Colonoscopic	2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
149	Reusable Alligator Single Moving Cup Biopsy Forceps Bronchoscopic	1,8x1000 mm	2,0 mm	
150	Reusable Alligator Single Moving Cup Biopsy Forceps Pediatric	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
151	Reusable Alligator Single Moving Cup Biopsy Forceps Gastroscopic	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
152	Reusable Alligator Single Moving Cup Biopsy Forceps Colonoscopic	2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

Reusable Biopsy Forceps				
S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
153	Reusable Bronchoscopic Rat Tooth Foreign Body Forceps	1,8x1000 mm	2,0 mm	
154	Reusable Pediatric Gastroscopic Rat Tooth Foreign Body Forceps	1,8x1500 mm	2,0 mm	
155	Reusable Pediatric Colonoscopic Rat Tooth Foreign Body Forceps	1,8x2300 mm	2,0 mm	
156	Reusable Gastroscopic Rat Tooth Foreign Body Forceps	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
157	Reusable Colonoscopic Rat Tooth Foreign Body Forceps	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
158	Reusable Bronchoscopic Rat Tooth & Alligator Jaws Foreign Body Forceps	1,8x1000 mm	2,0 mm	
159	Reusable Pediatric Gastroscopic Rat Tooth & Alligator Jaws Foreign Body Forceps	1,8x1500 mm	2,0 mm	
160	Reusable Pediatric Colonoscopic Rat Tooth & Alligator Jaws Foreign Body Forceps	1,8x2300 mm	2,0 mm	
161	Reusable Gastroscopic Rat Tooth & Alligator Jaw Foreign Body Forceps	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
162	Reusable Colonoscopic Rat Tooth & Alligator Jaws Foreign Body Forceps	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
163	Çok Kullanımlık (Reusable) Bronkoskopik Aligator Type yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1000 mm	2,0 mm	
164	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Gastroskopik Aligator Type yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1500 mm	2,0 mm	
165	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Kolonoskopik Aligator Type yabancı Cisim Forsepsler	1,8x2300 mm	2,0 mm	
166	Çok Kullanımlık (Reusable) Gastroskopik Aligator Type yabancı Cisim Forsepsler	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
167	Çok Kullanımlık (Reusable) Kolonoskopik Aligator Type yabancı Cisim Forsepsler	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
168	Çok Kullanımlık (Reusable) Bronkoskopik Pelikan Type Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1000 mm	2,0 mm	
169	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Gastroskopik Pelikan Type Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1500 mm	2,0 mm	
170	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Kolonoskopik Pelikan Type Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x2300 mm	2,0 mm	
171	Çok Kullanımlık (Reusable) Gastroskopik Pelikan Type Yabancı Cisim Forsepsler	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
172	Çok Kullanımlık (Reusable) Kolonoskopik Pelikan Type Yabancı Cisim Forsepsler	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
173	Çok Kullanımlık (Reusable) Gastroskopik-Kolonoskopik Makas Forseps (Scissors Type)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
174	Çok Kullanımlık (Reusable) Bronkoskopik Makas Forseps (Scissors Type)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
175	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Gastroskopik Makas Forseps (Scissors Type)	1,8x1500 mm	2,0 mm	
176	Çok Kullanımlık (Reusable) Gastroskopik-Kolonoskopik Yarı Makas Forseps (Half-Scissors Type)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
177	Çok Kullanımlık (Reusable) Bronkoskopik Yarı Makas Forseps (Half-Scissors Type)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
178	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Gastroskopik Yarı Makas Forseps (Half-Scissors Type)	1,8x1500 mm	2,0 mm	

Kateter, Yabancı Cisim Yakalama, Tripot Çok Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
179	Çok Kullanımlık (Reusable) Bronkoskopik Tripot 3 Bacaklı Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1500 mm	2,0 mm	
180	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Gastroskopik Tripot 3 Bacaklı Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x1500 mm	2,0 mm	
181	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Kolonoskopik Tripot 3 Bacaklı Yabancı Cisim Forsepsler	1,8x2300 mm	2,0 mm	
182	Çok Kullanımlık (Reusable) Gastroskopik Tripot 3 Bacaklı Yabancı Cisim Forsepsler	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
183	Çok Kullanımlık (Reusable) Kolonoskopik Tripot 3 Bacaklı Yabancı Cisim Forsepsler	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
163	Reusable Broncoscopic Alligator Type Foreign Body Forceps	1,8x1000 mm	2,0 mm	
164	Reusable Pediatric Gastroscopic Alligator Type Foreign Body Forceps	1,8x1500 mm	2,0 mm	
165	Reusable Pediatric Colonoscopic Alligator Type Foreign Body Forceps	1,8x2300 mm	2,0 mm	
166	Reusable Gastroscopic Alligator Type Foreign Body Forceps	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
167	Reusable Colonoscopic Alligator Type Foreign Body Forceps	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
168	Reusable Broncoscopic Pelican Type Foreign Body Forceps	1,8x1000 mm	2,0 mm	
169	Reusable Pediatric Gastroscopic Pelican Type Foreign Body Forceps	1,8x1500 mm	2,0 mm	
170	Reusable Pediatric Colonoscopic Pelican Type Foreign Body Forceps	1,8x2300 mm	2,0 mm	
171	Reusable Gastroscopic Pelican Type Foreign Body Forceps	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
172	Reusable Colonoscopic Pelican Type Foreign Body Forceps	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
173	Reusable Gastroscopic-Colonoscopy Scissor Forceps	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
174	Reusable Broncoscopic Scissors Type	1,8x1000 mm	2,0 mm	
175	Reusable Pediatric Gastroscopic Scissors Type	1,8x1500 mm	2,0 mm	
176	Reusable Gastroscopic-Colonoscopy Half-Scissors Type	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
177	Reusable Broncoscopic Half-Scissors Type	1,8x1000 mm	2,0 mm	
178	Reusable Pediatric Gastroscopic Half-Scissors Type	1,8x1500 mm	2,0 mm	

Reusable Tripot Foreign Body Grasping Forceps

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
179	Reusable Broncoscopic Tripot With 3 Forks Foreign Body Forceps	1,8x1500 mm	2,0 mm	
180	Reusable Pediatric Gastroscopic Tripot With 3 Forks Foreign Body Forceps	1,8x1500 mm	2,0 mm	
181	Reusable Pediatric Colonoscopic Tripot With 3 Forks Foreign Body Forceps	1,8x2300 mm	2,0 mm	
182	Reusable Gastroscopic Tripot With 3 Forks Foreign Body Forceps	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
183	Reusable Colonoscopic Tripot With 3 Forks Foreign Body Forceps	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
184	Çok Kullanımlık (Reusable) Bronkoskopik Hekza 5 Bacaklı Yabancı Cisim Forcepsler	1,8x1000 mm	2,0 mm	
185	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Gastroskopik Hekza 5 Bacaklı Yabancı Cisim Forcepsler	1,8x1500 mm	2,0 mm	
186	Çok Kullanımlık (Reusable) Pediatrik Kolonoskopik Hekza 5 Bacaklı Yabancı Cisim Forcepsler	1,8x2300 mm	2,0 mm	
187	Çok Kullanımlık (Reusable) Gastroskopik Hekza 5 Bacaklı Yabancı Cisim Forcepsler	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
188	Çok Kullanımlık (Reusable) Kolonoskopik Hekza 5 Bacaklı Yabancı Cisim Forcepsler	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

Sprey Kateter, Skleroterapi İğneleri Çok Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
189	Çok Kullanımlık (Reusable) Spray Kateter Bronkoskopik (Standart-Frog Spray-Back Spray)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
190	Çok Kullanımlık (Reusable) Spray Kateter Pediatrik Gastroskopik (Standart-Frog Spray-Back Spray)	1,8x1600 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
191	Çok Kullanımlık (Reusable) Spray Kateter Gastroskopik-Kolonoskopik (Standart-Frog Spray-Back Spray)	2,4x1600 mm 2,4x2200 mm	2,8 mm	
192	Çok Kullanımlık (Reusable) Skleroterapi İğnesi Bronkoskopik (Teflon Sheath-Metal Sheath)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
193	Çok Kullanımlık (Reusable) Skleroterapi İğnesi Pediatrik Gastroskopik-Kolonoskopik (Teflon Sheath-Metal Sheath)	1,8x1600 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
194	Çok Kullanımlık (Reusable) Skleroterapi İğnesi Gastroskopik-Kolonoskopik (Teflon Sheath-Metal Sheath)	2,4x1600 mm 2,4x2200 mm	2,8 mm	

Basket Kateter Çok Kullanımlık

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
195	Çok Kullanımlık (Reusable) Basket Kateter Bronkoskopik (Standart)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
196	Çok Kullanımlık (Reusable) Basket Kateter Pediatrik Gastroskopik (Standart)	1,8x1900 mm	2,0 mm	
197	Çok Kullanımlık (Reusable) Basketkateter Gastroskopik-Kolonoskopik (Standart)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	
198	Çok Kullanımlık (Reusable) Angular Type Basket Kateter Bronkoskopik (Nitinol)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
199	Çok Kullanımlık (Reusable) Angular Type Basket Kateter Pediatrik Gastroskopik (Nitinol)	1,8x1900 mm	2,0 mm	
200	Çok Kullanımlık (Reusable) Basket Kateter Gastroskopik-Kolonoskopik (Nitinol)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	
201	Çok Kullanımlık (Reusable) Spirality Type Basket Kateter Pediatrik Gastroskopik (Nitinol)	1,8x1900 mm	2,0 mm	
202	Çok Kullanımlık (Reusable) Spirality Basket Kateter Gastroskopik-Kolonoskopik (Nitinol)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
184	Reusable Broncoscopic Tripot With 5 Forks Foreign Body Forceps	1,8x1000 mm	2,0 mm	
185	Reusable Pediatric Tripot With 5 Forks Foreign Body Forceps	1,8x1500 mm	2,0 mm	
186	Reusable Pediatric Tripot With 5 Forks Foreign Body Forceps	1,8x2300 mm	2,0 mm	
187	Reusable Gastroscopic Tripot With 5 Forks Foreign Body Forceps	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm	2,8 mm	
188	Reusable Colonoscopic Tripot With 5 Forks Foreign Body Forceps	2,4x2300 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	

Reusable Spray Catheter & Sclerotherapy Needles

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
189	Reusable Spray Catheter Broncoscopic (Standard - Frog Spray - Back Spray)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
190	Reusable Spray Catheter Pediatric Gastroscopic (Standard - Frog Spray - Back Spray)	1,8x1600 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
191	Reusable Spray Catheter Gastroscopic-Colonoscopic (Standard - Frog Spray - Back Spray)	2,4x1600 mm 2,4x2200 mm	2,8 mm	
192	Reusable Sclerotherapy Needle Broncoscopic (Teflon Sheath - Metal Sheath)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
193	Reusable Sclerotherapy Needle Pediatric (Teflon Sheath - Metal Sheath)	1,8x1600 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
194	Reusable Sclerotherapy Needle Gastroscopic-Colonoscopic (Teflon Sheath - Metal Sheath)	2,4x1600 mm 2,4x2200 mm	2,8 mm	

Reusable Basket Catheter

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
195	Reusable Basket Catheter Broncoscopic (Standard)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
196	Reusable Basket Catheter Pediatric Gastroscopic (Standard)	1,8x1900 mm	2,0 mm	
197	Reusable Basket Catheter Gastroscopic-Colonoscopic (Standard)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	
198	Reusable Angular Type Basket Catheter Broncoscopic (Nitinol)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
199	Reusable Angular Type Basket Catheter Pediatric Gastroscopic (Nitinol)	1,8x1900 mm	2,0 mm	
200	Reusable Basket Catheter Gastroscopic-Colonoscopic (Nitinol)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	
201	Reusable Spiral Type Basket Catheter Pediatric Gastroscopic (Nitinol)	1,8x1900 mm	2,0 mm	
202	Reusable Spiral Type Basket Catheter Pediatric Gastroscopic-Colonoscopic (Nitinol)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
203	Çok Kullanımlık (Reusable) Ball Basket Kateter Bronkoskopik (Stainless)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
204	Çok Kullanımlık (Reusable) Ball Type Basket Kateter Pediatrik Gastroskopik (Stainless)	1,8x1900 mm	2,0 mm	
205	Çok Kullanımlık (Reusable) Ball Basket Kateter Gastroskopik-Kolonoskopik (Stainless)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	

Elektro Kotere Bağlanan Çok Kullanımlık Ürünler

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
206	Çok Kullanımlık (Reusable) Hot Biopsy Forceps Bronkoskopik	1,8x1000 mm	2,0 mm	
207	Çok Kullanımlık (Reusable) Hot Biopsy Forceps Pediatrik Gastroskopik	1,8x1900 mm	2,0 mm	
208	Çok Kullanımlık (Reusable) Hot Biopsy Forceps Gastroskopik-Kolonoskopik	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
209	Çok Kullanımlık (Reusable) Snare Bronkoskopik (Oval, Hexagonal, Half-Moon Type)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
210	Çok Kullanımlık (Reusable) Snare Pediatrik Gastroskopik (Oval, Hexagonal, Half-Moon Type)	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
211	Çok Kullanımlık (Reusable) Snare Gastroskopik-Kolonoskopik (Oval, Hexagonal, Half-Moon Type)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
212	Çok Kullanımlık (Reusable) Coagulation Electrode Bronkoskopik	1,8x1000 mm	2,0 mm	
213	Çok Kullanımlık (Reusable) Coagulation Electrode Pediatrik Gastroskopik	1,8x1900 mm	2,0 mm	
214	Çok Kullanımlık (Reusable) Coagulation Electrode Gastroskopik-Kolonoskopik	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
215	PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) Set Basic	—	—	
216	PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi) Set Full	—	—	

Metal Stentler

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
217	Özefagus Stenti, Metal, Kapsız Uzunluk (mm) 60/80/100/120/140/160 // Genişlik Orta/Son (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	—	
218	Özefagus Stenti, Metal, Kısmi Kaplı / Tam Kaplı Uzunluk (mm) 60/80/100/120/140/160 // Genişlik Orta / Son (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	—	

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
203	Reusable Ball Basket Catheter Bronchoscopic (Stainless)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
204	Reusable Ball Type Basket Catheter Pediatric Gastroscopic (Stainless)	1,8x1900 mm	2,0 mm	
205	Reusable Ball Basket Catheter Gastroscopic-Colonoscopic (Stainless)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm	2,8 mm	

Reusable Products With Esu Connections



S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
206	Reusable Hot Biopsy Forceps Bronchoscopic	1,8x1000 mm	2,0 mm	
207	Reusable Hot Biopsy Forceps Pediatric Gastroscopic	1,8x1900 mm	2,0 mm	
208	Reusable Hot Biopsy Forceps Gastroscopic-Colonoscopic	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
209	Reusable Snare Bronchoscopic (Oval, Hexagonal, Half-Moon Type)	1,8x1000 mm	2,0 mm	
210	Reusable Snare Pediatric Gastroscopic (Oval, Hexagonal, Half-Moon Type)	1,8x1500 mm 1,8x2500 mm	2,0 mm	
211	Reusable Snare Gastroscopic-Colonoscopic (Oval, Hexagonal, Half-Moon Type)	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
212	Reusable Coagulation Electrode Bronchoscopic	1,8x1000 mm	2,0 mm	
213	Reusable Coagulation Electrode Pediatric Gastroscopic	1,8x1900 mm	2,0 mm	
214	Reusable Coagulation Electrode Gastroscopic-Colonoscopic	2,4x1500 mm 2,4x1700 mm 2,4x2100 mm 2,4x2300 mm	2,8 mm	
215	PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Set Basic)	—	—	
216	PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Set Full)	—	—	


Metal Stents

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
217	Esophagus Stent, Metal, Uncoated Length (mm) 60/80/100/120/140/160 // Width Middle/End (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	—	
218	Esophagus Stent, Metal, Partially Coated / Fully Coated Length (mm) 60/80/100/120/140/160 // Width Middle/End (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	—	

ÜRÜN KATALOĞU

PRODUCT CATALOGUE

S. No	Ürünler	Ölçüler	Çalışma Kanalı	Ürün Resimleri
219	Özefagus Stenti, Metal, Proksimal Açılımlı / Antireflü Özelliği Uzunluk (mm) 60/80/100/120/140/160 // Genişlik Orta/Son (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	—	
220	Duodenal Stent, Metal, Kaplı Uzunluk (mm) 60/80/100/120 // Genişlik Orta/Son (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 25/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
221	Duodenal Stent, Metal, Kapsız Uzunluk (mm) 60/80/100/120 // Genişlik Orta/Son (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 25/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
222	Biliyer Stent, Metal, Kapsız Uzunluk (mm) 40/60/80/100/120 // Genişlik Orta/Son (mm) 8/8, 10/10	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
223	Biliyer Stent, Metal, Kaplı/Çıkarılabilir Uzunluk (mm) 40/60/80/100/120 // Genişlik Orta/son (mm) 8/8, 10/10	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
224	Kolonik Stent, Metal, Kaplı Uzunluk (mm) 60/80/100/120 // Genişlik Orta/son (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 25/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
225	Kolonik Stent, Metal, Kapsız Uzunluk (mm) 60/80/100/120 // Genişlik Orta/Son (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 25/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
226	Cardia Umbrella Stent, Metal Uzunluk (mm) 100/120 // Genişlik Orta/Son (mm) 24/30/50	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	—	
227	Tracheal and Bronchial Stent, Metal L 10/10, D 20/30/40 // L 12/12, D 20/30/40/50/60 // L 14/14, D 20/30/40/50/60 // L 16/16, D 30/40/50/60/80 // L 18/18, D 30/40/50/60/80 // L 22/22, D 40/50/60/80 //	L 10/10, D 20/30/40 // L 12/12, D 20/30/40/50/60 // L 14/14, D 20/30/40/50/60 // L 16/16, D 30/40/50/60/80 // L 18/18, D 30/40/50/60/80 // L 22/22, D 40/50/60/80 //	2,0 mm	
228	Tracheal and Bronchial Stent, Metal -J- Shape 16030/12030, 18040/14030, 20050/14030	16030/12030, 18040/14030, 20050/14030	2,0 mm	
229	Tracheal and Bronchial Stent, Metal -Y- Shape 16030/12030-12030, 18040/14030-12030, 20050/14030-12030	16030/12030-12030, 18040/14030-12030, 20050/14030-12030	2,0 mm	
230	Retrievable Özefagus Stenti, Metal, Kapsız Uzunluk (mm) 60/80/100/120/140/160 // Genişlik Orta/Son (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/40	—	

S. No	Product	Sizes	Working Canal	Product Pictures
219	Esophagus Stent, Metal, Proximal Opening / Antireflu Usage Length (mm) 60/80/100/120/140/160 // Width Middle/End (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	—	
220	Duodenal Stent, Metal, Coated Length (mm) 60/80/100/120 // Width Middle/End (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 25/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
221	Duodenal Stent, Metal, Uncoated Length (mm) 60/80/100/120 // Width Middle/End (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 25/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
222	Biliary Stent, Metal, Uncoated Length (mm) 40/60/80/100/120 // Width Middle/End (mm) 8/8, 10/10	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
223	Biliary Stent, Metal, Coated / Removable Length (mm) 40/60/80/100/120 // Width Middle/End (mm) 8/8, 10/10	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
224	Colonic Stent, Metal, Coated Length (mm) 60/80/100/120 // Width Middle/End (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 25/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
225	Colonic Stent, Metal, Uncoated Length (mm) 60/80/100/120 // Width Middle/End (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 25/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	3,2 mm	
226	Cardia Umbrella Stent, Metal Length (mm) 100/120 // Width Middle/End (mm) 24/30/50	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/31	—	
227	Tracheal And Bronchial Stent, Metal L 10/10, D 20/30/40 // L 12/12, D 20/30/40/50/60 // L 14/14, D 20/30/40/50/60 // L 16/16, D 30/40/50/60/80 // L 18/18, D 30/40/50/60/80 // L22/ 22, D 40/50/60/80 //	L 10/10, D 20/30/40 // L 12/12, D 20/30/40/50/60 // L 14/14, D 20/30/40/50/60 // L 16/16, D 30/40/50/60/80 // L 18/18, D 30/40/50/60/80 // L 22/ 22, D 40/50/60/80 //	2,0 mm	
228	Tracheal And Bronchial Stent, Metal -J- Shape 16030/12030, 18040/14030, 20050/14030	16030/12030, 18040/14030, 20050/14030	2,0 mm	
229	Tracheal And Bronchial Stent, Metal -Y- Shape 16030/12030-12030, 18040/14030-12030, 20050/14030-12030	16030/12030-12030, 18040/14030-12030, 20050/14030-12030	2,0 mm	
230	Retrievable Esophagus Stent, Metal, Uncoated Length (mm) 60/80/100/120/140/160 // Width Middle/End (mm) 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/30	Uzunluk 60/80/100/120/140/160 // Genişlik 16/22, 18/24, 20/26, 22/28, 24/40	—	